

WSPÓLFINANSOWANY  
PRZEZ

**NFZ**

9195.03

dbając o zdrowy kręgosłup  
dziecka dajesz mu  
uśmiech



**Baffin**

drugi kręgosłup dziecka  
INNOWACJA W DZIECIĘCEJ REHABILITACJI




*Baffin łączy w sobie funkcje dwóch grup produktów dostępnych na rynku, tj. siedzisk i fotelików oraz pionizatorów.*

## DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST BAFFIN?


Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2 do 15 lat, które nie są w stanie samodzielnie siedzieć ani stać. BAFFIN umożliwia siedzenie w prawidłowej pozycji a także może być wykorzystywany jako pionizator. Urządzenie można stosować przy następujących jednostkach chorobowych:

- mózgowo porażenie dziecięce
- dystrofia mięśniowa
- porażenia różnego pochodzenia, niedowład
- rozszczep kręgosłupa
- przepukliny oponowo-rdzeniowe
- stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego
- wady postawy (skoliozy, plecy: płaskie, okrągłe, wklęsłe), wynikające z ww chorób.

*Prawidłowa postawa*



*Nieprawidłowa postawa i jej skutki*



**Baffin**  
rośnie razem  
z dzieckiem  
i oferuje  
wyjątkowy  
wachlarz  
możliwości

## Poprawia komfort życia

Wielopozycyjność urządzenia pozwala na zmianę ułożenia ciała dziecka co ma znaczący wpływ na pracę układu krążenia, trawienia i oddychania. Zmiana pozycji zapobiega również powstawaniu przykurczy stawowych i mięśniowych. Przebywając w pionizatorze w różnych pozycjach, siedzącej i stojącej, dziecko aktywniej uczestniczy w czynnościach życia codziennego oraz łatwiej mu zintegrować się z rówieśnikami.



możliwości adaptacyjne podparcia kręgosłupa



- Koryguje wady postawy
- Posiada duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów
- Prosty w obsłudze
- Baffin „rośnie” razem z dzieckiem
- Możliwość stopniowej pionizacji w zależności od stanu zdrowia dziecka
- Łatwa zmiana położenia podnóżka i oparcia pleców regulowana manualnie lub automatycznie
- Możliwość wypięcia fotelika z podstawy pionizującej

Pozycja siedząca



Pozycja stojąca



Pozycja leżąca



stolik z regulacją podparcia rąk dziecka \*



\*opcje dodatkowe



sterowanie pilotem



odtwarzacz multimedialny z głośnikami \*



## DLACZEGO STOSOWAĆ PIONIZATOR BAFFIN?

### Wspomaga proces rehabilitacji

Pionizator Baffin jest nowoczesnym urządzeniem utrwalającym efekty prowadzonej rehabilitacji. Innowacyjnym rozwiązaniem jest konstrukcja oparcia pleców przypominająca swoją budową kręgosłup człowieka. Poszczególne elementy konstrukcji można regulować ustawiając kręgosłup i miednicę dziecka w optymalnej pozycji. Dzięki odpowiedniemu wymodelowaniu oparcia pleców fotelik umożliwia bierną korekcję postawy dziecka w pozycji siedzącej, stojącej i leżącej. W oparciu pośladków zastosowany jest mechanizm, który może równoważyć lub wywierać nacisk na lewą lub prawą część miednicy, korygując w ten sposób jej ustawienie. Mechanizm ten ma również wpływ na zmniejszenie się ryzyka powstawania odleżyn nawet podczas długiego siedzenia. Urządzenie jest indywidualnie dopasowywane do dziecka i może być w pewnych odstępach czasu adoptowane do nowej - bliższej prawidłowej postawy, co znacznie poprawia efektywność dotychczasowej rehabilitacji i umożliwia wprowadzenie nowego zakresu ćwiczeń.



Producent:

LIW care technology Sp. z o. o.

92-318 Łódź, ul. Piłsudskiego 141

tel. +48 42 212 35 18

biuro@liwcare.pl



[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

BAFFIN zdobył wyróżnienie na targach Rehmedika

Urządzenie pionizujące BAFFIN uzyskało pozytywną opinię Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu k/Warszawy, w którym był testowany, a także Ośrodka Rehabilitacyjnego NZOZ - Warszawskie Koło PS OOU.

Posiada także pozytywną opinię Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi.

Baffin został opatentowany a także zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych i posiada znak CE.